



PINT GLASSES 商品説明

本製品は独自開発の累進多焦点レンズを採用した**老眼鏡**です。

複数の度数を持った
多焦点レンズ

同心円状に滑かに度数が変化
累進設計

ガラスのような表面
硬度を実現したキズがつきにくい
ハードコーティング

パソコンやスマホを
長時間使用する方にも最適
ブルーライトカット

【ピントグラスの累進多焦点レンズイメージ】

**中度
レンズ**

老眼度数：+2.5D ~ 0.6D
すでに老眼鏡をお持ちのシニア世代の方におすすめ

**軽度
レンズ**

老眼度数：+1.75D ~ 0.0
最近近くが見えにくくなってきた初期老眼の方におすすめ

【既存製品との相違点】



従来の老眼鏡（単焦点）

既製の単焦点老眼鏡は1点のみにしかピントが合いません。



従来の累進眼鏡（遠近両用など）

従来の累進多焦点レンズはレンズ下部に最も強い度数が存在し、上部に向かって徐々に度数が下がっていく構造になっています。



ピントグラス

ピントグラスは同心円状に度数が徐々に下がっていく累進設計になっているため、急に見え方が変わることなく、広い視野と自然で快適な見え方をご提供します。

【こんな方におすすめ】



度数の違う老眼鏡を
何個も持っている方



広い視野と自然でクリアな
見え方をするレンズが欲しい方



距離の違うものを見たときの
視線移動に違和感がある方



オシャレで老眼鏡に見えない
フレームを探している方

【よくある質問 Q&A】

質問	解答
ピントグラスとは何ですか？	独自開発の累進多焦点レンズを採用した新しい老眼鏡です。
既存の老眼鏡とはどのような違いがありますか？	既製の単焦点老眼鏡は1点のみにしかピントが合いません。ピントグラスは多焦点レンズのため、手元からやや遠くまで幅広い距離にピントを合わせることが可能です。
中度和軽度はどのような違いがありますか？	中度レンズは既に老眼鏡を使用している方に向けた度数【加入度数 +2.50D ~ +0.60D】を搭載しているものであるのに対し、軽度レンズは、老眼を感じ始めた方や初めて老眼鏡の購入を検討している方に向けた、度数の弱いレンズ【加入度数 +1.75D ~ +0.0】を採用した製品となっています。
どのようなシーンで利用できますか？	読書のほかスマホやタブレット、新聞、メニュー表など、手元～近距離までのものをはっきりと見たい時にお使いいただけます。 ただ、老眼の進行具合や目の状態など、人によりはっきりと見える距離は異なりますので、ぜひ一度実際に商品を着用して見え方をご確認ください。
どのような人が使えますか？	ピントグラスはシニアグラス（老眼鏡）ですので、近くが見えづらい際の視力矯正用にお使いいただけます。 老眼の進行具合や見たいものの距離により必要な度数は変わりますので、ぜひ一度実際に商品を着用して見え方をご確認ください。
ブルーライトカットは施されていますか？ ブルーライトのカット率が少なすぎる気がするのですが	ピントグラスはブルーライトカットのレンズを採用しています。 (カット率を確認された場合) カット率は15%です。一般的にブルーライトのカット率をあげた場合、視界がどんどん黄色くなります。 ピントグラスはなるべく自然な色で対象を見ることができるよう、カット率を控えめにしています。
紫外線カットはされていますか？	紫外線カットはされておりません。
レンズは傷つきやすいですか？	ハードコーティングが施されているため、傷に強いレンズとなっています。
乱視・遠視の矯正には対応していますか？	乱視・遠視矯正用の眼鏡としてはご利用いただけません。
保証期間はどれくらいですか？	保証期間は購入日より1年間となっております。 保証書と合わせてレシートなど購入日を証明出来る書類を保管ください。 保証内容については製品に同梱の保証書をご覧ください。